

APLW 004

Wagen

zur optimalen Aufnahme von großvolumigem Laborglas bis 50 l.



- Ausgestattet mit 1 Düse

EAN-Nr.: 4002516115427 / Materialnummer: 11104510 / Alte Materialnummer: 69300400D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Modul für großvolumiges Laborglas	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Flaschen [Anzahl]	1
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	588
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	582
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	760
Außenmaß, Bruttobreite in mm	625
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	715
Nettogewicht in kg	4,68
Bruttogewicht in kg	9,83