

APLW 005

Wagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 56 Pipetten.



- Zur Aufnahme von bis zu 56 Pipetten in diagonaler Anordnung

EAN-Nr.: 4002516115434 / Materialnummer: 11104520 / Alte Materialnummer: 69300500D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Wagen für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	56
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	308
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	582
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	570
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	6,40
Bruttogewicht in kg	9,20