


APLW 006

Wagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 121 Pipetten.



- Zur Aufnahme von bis zu 121 Pipetten in senkrechter Anordnung

EAN-Nr.: 4002516115441 / Materialnummer: 11104530 / Alte Materialnummer: 69300600D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Wagen für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	121
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	195
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	575
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	4,94
Bruttogewicht in kg	7,38