

APLW 007

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 2 Pipettenkassetten.



- Für untere Ebene
- Maximale Pipettenlänge: 520 mm

EAN-Nr.: 4002516115458 / Materialnummer: 11104540 / Alte Materialnummer: 69300700D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Pipetten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	580
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	420
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	580
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	7,18
Bruttogewicht in kg	9,98