


APLW 008

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 3 Pipettenkassetten.



- Für untere Ebene
- Maße der Pipettenkassette: B 84 x H 384 x T 84 mm

EAN-Nr.: 4002516115465 / Materialnummer: 11104550 / Alte Materialnummer: 69300800D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Wagen für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	456
Außenmaß, Nettobreite in mm	179
Außenmaß, Nettotiefe in mm	366
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	7,64
Bruttogewicht in kg	9,64