

APLW 009

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 2 Pipettenkassetten.



Image
in progress

- Für untere Ebene
- Maximale Pipettenlänge: 290 mm

EAN-Nr.: 4002516115472 / Materialnummer: 11104560 / Alte Materialnummer: 69300900D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
Produktkategorie	
Wagen für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	166
Außenmaß, Nettobreite in mm	245
Außenmaß, Nettotiefe in mm	66
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	6,22
Bruttogewicht in kg	8,55