

APLW 010

Oberkorb

mit 156 unbestückten Injektorplätzen für Düsen Ø 2,5 mm.



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN-Nr.: 4002516115489 / Materialnummer: 11104570 / Alte Materialnummer: 69301000D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	156
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	162
Außenmaß, Nettobreite in mm	534
Außenmaß, Nettotiefe in mm	569
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,16
Bruttogewicht in kg	7,58