

APLW 013
Oberkorb
mit 42 unbestückten Injektorplätzen.



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN-Nr.: 4002516115519 / Materialnummer: 11104600 / Alte Materialnummer: 69301300D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	42
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	160
Außenmaß, Nettobreite in mm	534
Außenmaß, Nettotiefe in mm	569
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	4,55
Bruttogewicht in kg	6,95