

APLW 013/1

Oberkorb

bestückt mit 42 Injektordüsen APLW 051



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN-Nr.: 4002516115526 / Materialnummer: 11104610 / Alte Materialnummer: 69301301D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	42
Flaschen [Anzahl]	42
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	42
Rundkolben [Anzahl]	42
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	160
Außenmaß, Nettobreite in mm	534
Außenmaß, Nettotiefe in mm	569
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,88
Bruttogewicht in kg	8,28
<b>Beipack</b>	
APLW 051, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 110 mm [Anzahl]	42