

APLW 013/2

Oberkorb

bestückt mit 32 Injektordüsen APLW 051 und 10 Injektordüsen APLW 055



Image
in progress

- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN-Nr.: 4002516115533 / Materialnummer: 11104620 / Alte Materialnummer: 69301302D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	42
Flaschen [Anzahl]	42
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	42
Rundkolben [Anzahl]	42
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	250
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	570
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	4,55
Bruttogewicht in kg	9,00
Beipack	
APLW 051, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 110 mm [Anzahl]	32
APLW 055, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 175 mm [Anzahl]	10