

APLW 014
Oberkorb
mit 20 unbestückten Injektorplätzen.



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN-Nr.: 4002516115540 / Materialnummer: 11104630 / Alte Materialnummer: 69301400D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	20
Flaschen [Anzahl]	20
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	20
Rundkolben [Anzahl]	20
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	21
Außenmaß, Nettobreite in mm	19,5
Außenmaß, Nettotiefe in mm	16
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	340
Außenmaß, Bruttobreite in mm	555
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	4,22
Bruttogewicht in kg	6,65