

APLW 014/1

Oberkorb

bestückt mit 20 Injektordüsen APLW 055



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN-Nr.: 4002516115557 / Materialnummer: 11104640 / Alte Materialnummer: 69301401D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	20
Flaschen [Anzahl]	20
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	20
Rundkolben [Anzahl]	20
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	250
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	570
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	4,22
Bruttogewicht in kg	8,45
<b>Beipack</b>	
APLW 055, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 175 mm [Anzahl]	20