

APLW 015  
Oberkorb  
mit 16 unbestückten Injektorplätzen.



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN-Nr.: 4002516115571 / Materialnummer: 11104650 / Alte Materialnummer: 69301500D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	16
Flaschen [Anzahl]	16
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	16
Rundkolben [Anzahl]	16
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	160
Außenmaß, Nettobreite in mm	532
Außenmaß, Nettotiefe in mm	560
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	340
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	600
Nettogewicht in kg	4,00
Bruttogewicht in kg	6,60