

APLW 016 Oberkorb mit 27 unbestückten Injektorplätzen.



Image in progress

• Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN-Nr.: 4002516115588 / Materialnummer: 11104660 / Alte Materialnummer: 69301600D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	27
Flaschen [Anzahl]	27
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	27
Rundkolben [Anzahl]	27
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	260
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	570
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	340
Außenmaß, Bruttobreite in mm	555
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	4,40
Bruttogewicht in kg	6,62