


APLW 018/1

Oberkorb

bestückt mit 121 Injektordüsen APLW 048 und 24 Injektordüsen APLW 051.



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN-Nr.: 4002516115717 / Materialnummer: 11104690 / Alte Materialnummer: 69301801D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Reagenzgläser [Anzahl]	121
Vials [Anzahl]	121
Enghalsgläser [Anzahl]	24
Flaschen [Anzahl]	24
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	24
Rundkolben [Anzahl]	24
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	200
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	570
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	6,92
Bruttogewicht in kg	11,42
<b>Beipack</b>	
APLW 051, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 110 mm [Anzahl]	32
APLW 048 Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 80 mm [Anzahl]	121