

APLW 019

Oberkorb

mit 121 unbestückten Injektorplätzen für Düsen Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN-Nr.: 4002516115724 / Materialnummer: 11104700 / Alte Materialnummer: 69301900D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	121
Vials [Anzahl]	121
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	93
Außenmaß, Nettobreite in mm	534
Außenmaß, Nettotiefe in mm	569
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,52
Bruttogewicht in kg	7,96