


APLW 019/1
 Oberkorb
 bestückt mit 121 Injektordüsen APLW 047.



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN-Nr.: 4002516115731 / Materialnummer: 11104710 / Alte Materialnummer: 69301901D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	121
Vials [Anzahl]	121
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	200
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	570
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	6,64
Bruttogewicht in kg	9,06
Beipack	
APLW 047 Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 50 mm [Anzahl]	121