

APLW 021

Unterkorb

mit 110 unbestückten Injektorplätzen für Düsen Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN-Nr.: 4002516115762 / Materialnummer: 11104740 / Alte Materialnummer: 69302100D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	110
Vials [Anzahl]	110
Enghalsgläser [Anzahl]	110
Flaschen [Anzahl]	110
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	575
Außenmaß, Nettobreite in mm	504
Außenmaß, Nettotiefe in mm	450
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	562
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,91
Bruttogewicht in kg	8,35