

APLW 022

Unterkorb

mit 70 unbestückten Injektorplätzen für Düsen Ø 2,5 mm.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN-Nr.: 4002516115779 / Materialnummer: 11104750 / Alte Materialnummer: 69302200D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	70
Flaschen [Anzahl]	70
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	70
Rundkolben [Anzahl]	70
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	580
Außenmaß, Nettobreite in mm	515
Außenmaß, Nettotiefe in mm	534
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	562
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,83
Bruttogewicht in kg	8,27