

APLW 023

Unterkorb

mit 56 unbestückten Injektorplätzen für Düsen Ø 2,5 mm.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN-Nr.: 4002516115786 / Materialnummer: 11104760 / Alte Materialnummer: 69302300D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	56
Flaschen [Anzahl]	56
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	56
Rundkolben [Anzahl]	56
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	575
Außenmaß, Nettobreite in mm	504
Außenmaß, Nettotiefe in mm	480
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	562
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,48
Bruttogewicht in kg	7,91