

APLW 024

Unterkorb

mit 42 unbestückten Injektorplätzen für Düsen.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN-Nr.: 4002516115793 / Materialnummer: 11104770 / Alte Materialnummer: 69302400D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	42
Flaschen [Anzahl]	42
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	42
Rundkolben [Anzahl]	42
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	20
Außenmaß, Nettobreite in mm	21
Außenmaß, Nettotiefe in mm	22
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	352
Außenmaß, Bruttobreite in mm	562
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,22
Bruttogewicht in kg	7,66