

APLW 024/1

Unterkorb

bestückt mit 42 Injektordüsen APLW 052.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN-Nr.: 4002516115809 / Materialnummer: 11104780 / Alte Materialnummer: 69302401D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Schwarz, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	42
Flaschen [Anzahl]	42
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	42
Rundkolben [Anzahl]	42
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	160
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	575
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	352
Außenmaß, Bruttobreite in mm	562
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,22
Bruttogewicht in kg	8,83
<b>Beipack</b>	
APLW 052 Injektordüse Ø 4 mm, Länge 175 mm [Anzahl]	42