

APLW 025

Unterkorb

mit 24 unbestückten Injektorplätzen für Düsen.



Image
in progress

- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet
- 230 x 490 mm Nutzraum

EAN-Nr.: 4002516115830 / Materialnummer: 11104810 / Alte Materialnummer: 69302500D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	24
Flaschen [Anzahl]	24
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	24
Rundkolben [Anzahl]	24
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	136
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	582
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	360
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	600
Nettogewicht in kg	4,40
Bruttogewicht in kg	7,40