

APLW 025/1

Unterkorb

bestückt mit 12 Injektordüsen APLW 056 und 12 Injektordüsen APLW 052.



**Image
in progress**

- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet
- 230 x 490 mm Nutzraum

EAN-Nr.: 4002516115847 / Materialnummer: 11104820 / Alte Materialnummer: 69302501D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	24
Flaschen [Anzahl]	24
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	24
Rundkolben [Anzahl]	24
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	270
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	570
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	350
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	5,25
Bruttogewicht in kg	8,39
Beipack	
APLW 052 Injektordüse Ø 4 mm, Länge 175 mm [Anzahl]	12
APLW 056 Injektordüse Ø 6 mm, Länge 225 mm [Anzahl]	12