

APLW 026

Unterkorb

mit 20 unbestückten Injektorplätzen für Düsen.



Image
in progress

- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN-Nr.: 4002516115854 / Materialnummer: 11104830 / Alte Materialnummer: 69302600D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	20
Flaschen [Anzahl]	20
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	20
Rundkolben [Anzahl]	20
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	570
Außenmaß, Nettobreite in mm	536
Außenmaß, Nettotiefe in mm	516
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	340
Außenmaß, Bruttobreite in mm	555
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	4,92
Bruttogewicht in kg	7,40