

APLW 030

Unterkorb

mit 12 unbestückten Injektorplätzen für Düsen.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet
- 220 x 490 mm Nutzraum

EAN-Nr.: 4002516115908 / Materialnummer: 11104880 / Alte Materialnummer: 69303000D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	12
Flaschen [Anzahl]	12
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	12
Rundkolben [Anzahl]	12
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	135
Außenmaß, Nettobreite in mm	424
Außenmaß, Nettotiefe in mm	582
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	4,32
Bruttogewicht in kg	6,72