

APLW 031

Unterkorb

mit 9 unbestückten Injektorplätzen für Düsen.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN-Nr.: 4002516115922 / Materialnummer: 11104900 / Alte Materialnummer: 69303100D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	9
Flaschen [Anzahl]	9
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	9
Rundkolben [Anzahl]	9
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	137
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	582
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	4,52
Bruttogewicht in kg	6,95