

APLW 032

Unterkorb

mit 121 + 24 unbestückten Injektorplätzen für Düsen.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN-Nr.: 4002516115939 / Materialnummer: 11104910 / Alte Materialnummer: 69303200D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	121
Vials [Anzahl]	121
Enghalsgläser [Anzahl]	24
Flaschen [Anzahl]	24
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	570
Außenmaß, Nettobreite in mm	536
Außenmaß, Nettotiefe in mm	69,7
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	5,99
Bruttogewicht in kg	8,31