

APLW 032/1

Unterkorb

bestückt mit 121 Injektordüsen APLW 048 und 24 Injektordüsen APLW 056.



Image
in progress

- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN-Nr.: 4002516115946 / Materialnummer: 11104920 / Alte Materialnummer: 69303201D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	121
Vials [Anzahl]	121
Enghalsgläser [Anzahl]	24
Flaschen [Anzahl]	24
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	270
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	575
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	5,99
Bruttogewicht in kg	13,98
Beipack	
APLW 048 Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 80 mm [Anzahl]	121
APLW 056 Injektordüse Ø 6 mm, Länge 225 mm [Anzahl]	24