


APLW 033
 Auflagegitter
 um eine ebene Fläche zu schaffen.



- Geeignet für den APLW 000
- Reduzierung der maximalen Beladehöhe um 50 mm

EAN-Nr.: 4002516115953 / Materialnummer: 11104930 / Alte Materialnummer: 69303300D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Unterlegrahmen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	444
Außenmaß, Nettobreite in mm	473
Außenmaß, Nettotiefe in mm	60
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	190
Außenmaß, Bruttobreite in mm	435
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	512
Nettogewicht in kg	1,22
Bruttogewicht in kg	2,85