


APLW 034

Abdeckung

Höhe 250 mm, zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



EAN-Nr.: 4002516115960 / Materialnummer: 11104940 / Alte Materialnummer: 69303400D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	250
Außenmaß, Nettobreite in mm	248
Außenmaß, Nettotiefe in mm	248
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	330
Außenmaß, Bruttobreite in mm	312
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	315
Nettogewicht in kg	0,52
Bruttogewicht in kg	1,38