

APLW 036

Abdeckung

Höhe 45 mm, zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



EAN-Nr.: 4002516115984 / Materialnummer: 11104960 / Alte Materialnummer: 69303600D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz	•
Abdeckung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	248
Außenmaß, Nettobreite in mm	248
Außenmaß, Nettotiefe in mm	45
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	278
Außenmaß, Bruttobreite in mm	57
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	285
Nettogewicht in kg	0,39
Bruttogewicht in kg	0,53