

APLW 037
 Schutzgitter
 höhenverstellbar, zur Fixierung von empfindlichen Spülgut



EAN-Nr.: 4002516115991 / Materialnummer: 11104970 / Alte Materialnummer: 69303700D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	225
Außenmaß, Nettobreite in mm	369
Außenmaß, Nettotiefe in mm	380
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	350
Außenmaß, Bruttobreite in mm	430
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	510
Nettogewicht in kg	1,13
Bruttogewicht in kg	2,82