

APLW 038

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Weithals-Erlenmeyerkolben und Messzylindern.



- Ausgestattet mit 14 Federhaken
175 mm & 14 105 mm Höhe

EAN-Nr.: 4002516116004 / Materialnummer: 11104980 / Alte Materialnummer: 69303800D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	185
Außenmaß, Nettobreite in mm	195
Außenmaß, Nettotiefe in mm	450
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	345
Außenmaß, Bruttobreite in mm	435
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	510
Nettogewicht in kg	0,60
Bruttogewicht in kg	2,41