

APLW 039

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Petrihalbschalen.



- Geeignet für 26 Petrihalbschalen
- Abstand zwischen den Halterungen 24 mm

EAN-Nr.: 4002516116011 / Materialnummer: 11104990 / Alte Materialnummer: 69303900D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Petrihalbschalen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	83
Außenmaß, Nettobreite in mm	237
Außenmaß, Nettotiefe in mm	430
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	255
Außenmaß, Bruttobreite in mm	410
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	510
Nettogewicht in kg	1,17
Bruttogewicht in kg	2,47