

APLW 042

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern, Höhe 200 mm.



- Zur Verwendung mit Deckel APLW 043

EAN-Nr.: 4002516116042 / Materialnummer: 11105020 / Alte Materialnummer: 69304200D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maximale Bestückungshöhe in mm	215
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	202
Außenmaß, Nettobreite in mm	220
Außenmaß, Nettotiefe in mm	220
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	325
Außenmaß, Bruttobreite in mm	305
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	310
Nettogewicht in kg	0,65
Bruttogewicht in kg	1,60