

APLW 043
Deckel
für Einsätze APLW 040 - 042



EAN-Nr.: 4002516116059 / Materialnummer: 11105030 / Alte Materialnummer: 69304300D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	15
Außenmaß, Nettobreite in mm	205
Außenmaß, Nettotiefe in mm	205
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	215
Außenmaß, Bruttobreite in mm	170
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	270
Nettogewicht in kg	0,18
Bruttogewicht in kg	0,55