


APLW 044
Teilungsnetz
zur Teilung der Grundfläche im APLW 040 - 042.



EAN-Nr.: 4002516116066 / Materialnummer: 11105040 / Alte Materialnummer: 69304400D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
Halterung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	75
Außenmaß, Nettobreite in mm	205
Außenmaß, Nettotiefe in mm	200
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	215
Außenmaß, Bruttobreite in mm	170
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	270
Nettogewicht in kg	0,36
Bruttogewicht in kg	0,60