

APLW 046

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, konusförmig und Federhalterung, Ø 2,5, Länge 80 mm.

EAN-Nr.: 4002516116080 / Materialnummer: 11105060 / Alte Materialnummer: 69304600D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 4 mm

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	12
Außenmaß, Nettobreite in mm	20
Außenmaß, Nettotiefe in mm	90
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,01