

APLW 048  
 Injektordüse  
 mit Kunststoffstütze, sternförmig, Ø 2,5, Länge 80 mm.

EAN-Nr.: 4002516116097 / Materialnummer: 11105080 / Alte Materialnummer: 69304800D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 4 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	32
Außenmaß, Nettobreite in mm	32
Außenmaß, Nettotiefe in mm	90
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	5
Außenmaß, Bruttobreite in mm	110
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	167
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,00