

APLW 050
 Injektordüse
 mit Kunststoffstütze, sternförmig, Ø 4, Länge 75 mm.

EAN-Nr.: 4002516116110 / Materialnummer: 11105100 / Alte Materialnummer: 69305000D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 5 mm

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	33
Außenmaß, Nettobreite in mm	37
Außenmaß, Nettotiefe in mm	77
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	40
Außenmaß, Bruttobreite in mm	65
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	118
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,03