

APLW 056

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, sternförmig mit Arretierung, Ø 6, Länge 225 mm.

EAN-Nr.: 4002516116219 / Materialnummer: 11105160 / Alte Materialnummer: 69305600D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	75
Außenmaß, Nettobreite in mm	75
Außenmaß, Nettotiefe in mm	232
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	100
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,03