

APLW 059

Injektordüse

mit Kunststoffstütze und Waschgutfixierung mit Arretierung, Ø 6, Länge 225 mm.

EAN-Nr.: 4002516116257 / Materialnummer: 11105190 / Alte Materialnummer: 69305900D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	77
Außenmaß, Nettobreite in mm	77
Außenmaß, Nettotiefe in mm	258
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	100
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	300
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,12