

APLW 060

Injektordüse

mit Kunststoffstütze und Waschgutfixierung mit Arretierung, Ø 6, Länge 275 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm

EAN-Nr.: 4002516116264 / Materialnummer: 11105200 / Alte Materialnummer: 69306000D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	95
Außenmaß, Nettobreite in mm	95
Außenmaß, Nettotiefe in mm	287
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	100
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	300
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,12