

APLW 063

Injektordüse

mit Kunststoffstütze und Flaschenhalsaufnahme, sternförmig, Ø 6, Länge 175 mm.

EAN-Nr.: 4002516116295 / Materialnummer: 11105230 / Alte Materialnummer: 69306300D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm
- Mit Arretierung

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	76
Außenmaß, Nettobreite in mm	76
Außenmaß, Nettotiefe in mm	186
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	100
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	300
Nettogewicht in kg	0,04
Bruttogewicht in kg	0,10