

APLW 066
 Injektordüse
 mit Halterung Ø 6, Länge 175 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm

EAN-Nr.: 4002516116325 / Materialnummer: 11105260 / Alte Materialnummer: 69306600D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert, Edelstahl
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	75
Außenmaß, Nettobreite in mm	75
Außenmaß, Nettotiefe in mm	182
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	180
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,07
Bruttogewicht in kg	0,08