

APLW 069  
 Injektordüse  
 mit Edelstahlauflage, Ø 8, Länge 255 mm.

EAN-Nr.: 4002516116356 / Materialnummer: 11105290 / Alte Materialnummer: 69306900D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Auflagefläche an Düsenspitze, Ø 17 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	87
Außenmaß, Nettobreite in mm	87
Außenmaß, Nettotiefe in mm	263
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	250
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	350
Nettogewicht in kg	0,08
Bruttogewicht in kg	0,09