

APLW 070
 Injektordüse
 mit Edelstahlauflage, Ø 8, Länge 320 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Auflagefläche an Düsenspitze, Ø 17 mm

EAN-Nr.: 4002516116363 / Materialnummer: 11105300 / Alte Materialnummer: 69307000D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	87
Außenmaß, Nettobreite in mm	87
Außenmaß, Nettotiefe in mm	330
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	108
Außenmaß, Bruttobreite in mm	117
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	305
Nettogewicht in kg	0,10
Bruttogewicht in kg	0,19