

APLW 071

Injektordüse

mit Halterung für Messzylinder bis Ø 105 mm und Injektordüsen Ø 8, Länge 320 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Auflagefläche an Düsenspitze, Ø 17 mm

EAN-Nr.: 4002516116370 / Materialnummer: 11105310 / Alte Materialnummer: 69307100D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	120
Außenmaß, Nettobreite in mm	120
Außenmaß, Nettotiefe in mm	330
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	125
Außenmaß, Bruttobreite in mm	165
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	350
Nettogewicht in kg	0,24
Bruttogewicht in kg	0,38