

APLW 074

Auflage

konusförmig Ø 15 mm, für Injektordüsen Ø 2,5 mm.



EAN-Nr.: 4002516116400 / Materialnummer: 11105340 / Alte Materialnummer: 69307400D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
Sonstiges Zubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	15
Außenmaß, Nettobreite in mm	15
Außenmaß, Nettotiefe in mm	21
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,00